

- próbki w kierunku do badań włośni pobieramy i umieszczamy w woreczku strunowym i następnie przekazujemy wraz z tuszą do chłodni;
- dokładnie dezynfekujemy worki z patrochami i narogami, woreczki z probówką i mięśniami, folię na której patroszyliśmy dzika, sprzęt używany do patroszenia, buty;
- następnie kaster/wanienka z tuszą dzika oraz worki z patrochami przenosimy do środka transportu;
- folię na której patroszyliśmy zwijamy, zdejmujemy rękawiczki jednorazowe i wszystko to umieszczamy w worku;
- worki z patrochami, narogami, folią i rękawiczkami szczelnie zawiązujemy (sugeruję pakować ww. rzeczy w podwójne worki);
- następnie dezynfekujemy środek transportu (okolice miejsca umieszczenia kastra/wanienki, worków), koła środka transportu, okolice miejsca patroszenia;
- dokładnie dezynfekujemy obuwie, szczególnie podeszwy oraz sprzęt używany do polowania (broń, pastorał, lornetka, krzeselka);
- dezynfekujemy również odzież zabrudzoną podczas ww. czynności;
- tuszę dzika wraz z patrochami, narogami, probówką z krwią i próbkami mięśni dostarczamy do wyznaczonej chłodni celem pobrania prób kierunku ASF;
- po wyładowaniu ze środka transportu kastra/wanienki z tuszą, worków z patrochami i narogami miejsce przewożenia dezynfekujemy. Ponownie dezynfekujemy środek transportu (koła, okolice miejsca umieszczenia tuszy dzika);
- po powrocie z polowania do miejsca zamieszkania odzież należy wyprać w jak najwyższej temperaturze jaką dopuszcza producent;
- myśliwi, hodowcy świń przez 72 godz. nie mogą wchodzić do pomieszczeń, gdzie są utrzymywane świnię lub zaprzestać uczestnictwa w polowaniach;
- tusze dzików oraz wnętrzości (patrochy i narogi), które uzyskają dodatni wynik badania w kierunku ASF będą podlegać utylizacji jako kat. I;

